

OLYMPUS ETD 3



ETD
System



Endo Det – enzymatický detergent na čištění endoskopů, pracovní roztok má neutrální pH a účinně rozpouští krev a bílkoviny. **CE**

Endo Dis – dezinfekční prostředek na bázi kyseliny peroctové je posílen přítomností... **CE 0297**

Endo Act – aktivátoru. **CE**

Tato kombinace je podstatou patentově chráněného postupu chemoterické dezinfekce endoskopické techniky a instrumentária.

Jedná se o uzavřený systém u automatických strojů ETD 3 OLYMPUS, ve kterém za teploty 35°C probíhá dekontaminační proces, který obsahuje jak mycí, tak dezinfekční část cyklu.

Produkty jsou deklarovány jako ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY.

Účinná látka: kyselina peroctová

Účinnost: ABCTMV

Ředění: 3%

Balení:

OLYMPUS Endo Det: 4 l

OLYMPUS Endo Act: 4 l

OLYMPUS Endo Dis: 2,8 l

ČISTÍCÍ A DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDKY PRO AUTOMATICKÉ MYCÍ STROJE OLYMPUS

ETD Cleaner

Enzymatický detergent na čištění endoskopů v automatických mycích strojích ETD Olympus; pH roztoku je neutrální, účinně rozpouští krev a bílkoviny. Doporučeno firmou Olympus na předčištění nástrojů před použitím ETD Disinfektant jako patentově chráněný postup chemoterické dezinfekce. Výrobek je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.



CE

Účinná látka: proteáza

Balení: 4 l

ETD Disinfektant

Dezinfekční prostředek na endoskopy v mycích strojích ETD Olympus.

Doporučeno firmou Olympus k dezinfekci, která následuje po předčištění přípravkem ETD Cleaner, jako patentově chráněný postup chemoterické dezinfekce.

Výrobek je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.



CE 0297

Účinná látka: glutaraldehyd, ethanol

Účinnost: ABTMV

Ředění: 1,2 %

Doba expozice: 5 min

Balení: 4 l

